

# Press Release

報道関係各位

シップヘルスケアホールディングス株式会社

2020年12月2日

## 国産・高機能マスク「SHIP マスク」

サージカルマスク（医療用）基準クリアに関するお知らせ。



シップヘルスケアホールディングス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役会長 CEO 古川 國久、東証1部）が販売しております、機械・原料から製造まで国産にこだわった自社ブランドマスク製品「SHIP マスク」（シップマスク）が、この度「一般財団法人カケンテストセンター」より、医療用マスクとしてのサージカル基準（PFE・BFE・VFE99%以上）をクリアいたしましたのでお知らせいたします。

「SHIP マスク」は2020年7月20日の販売開始以来、現場で働く医療従事者の皆様を中心に多くのご支持をいただき、おかげさまで累計販売枚数は1,500万枚を突破いたしました（2020年11月末現在）が、この試験結果を受け、サージカル「SHIP マスク」としてリニューアル販売いたします。

また、生産体制も改善したことからできるだけ多くのご要望にお応えすべく、一般の皆様への販売も拡大してまいります。一部の店舗では旧パッケージを販売しておりますが、新パッケージと同じ製品となります。今後は順次新パッケージに切り替える予定です。

### 【販売店】

Amazon 販売ページ

<https://www.amazon.co.jp/s?me=A96KMAPYQMJI5&marketplaceID=A1VC38T7YXB528>

株式会社コクミン コクミンドラッグ全国店舗 <https://www.kokumin.co.jp/>

シップヘルスケアファーマシー東日本 全国店舗 <https://www.shpe.co.jp/shop/>

グリーンファーマシー株式会社 全国店舗 <http://www.gp-inc.co.jp/store/>

※お客様のご意見を反映し、コクミンドラッグストア及びAmazonでの販売分については、外箱に対しOPP素材の包装をいたしました。

今後も皆様にご安心してお使いいただけるよう、製品改良を継続して参ります。

## ■商品情報

【サージカル（医療用）マスク基準検査結果】（ASTM F2100-19※）

# 試験結果

PFE 微粒子捕集効率	99%以上
BFE バクテリア飛沫捕集（ろ過）効率	99%以上
VFE ウイルス飛沫捕集（ろ過）効率	99%以上
花粉粒子の捕集（ろ過）効率	99%以上


（一財）カケンテストセンター試験による。

※ASTM F2100-19: Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks. 2019

## 【商品イメージ】



肌側面



外側面

## 【マスク商品詳細】

30枚入り×1箱 合計30枚。男女兼用。90mm×175mm。

対象：ウイルス、風邪、花粉、ほこり等。

生産国：日本

（製造機械、原材料、製造工程までこだわった日本製）。

徹底した衛生・品質管理の下、生産しております。

製造者：株式会社瑞光メディカル

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目 3 番 50 号

機械、原材料から製造まで国産へのこだわり。  
徹底した衛生・品質管理。



## 【国産三層構造フィルター】

本体部は3層構造で、医療用途にも耐えられるフィルター材を採用。

（医療用マスク用途：国産 BFE・PFE・VFE99%フィルター採用・サージカル基準クリア）

## 【柔らかい耳かけ部分】

耳掛け部分に、3本の弾性糸で形成されたイヤースフトギャザーを使用した、フィット感に優れる新タイプのイヤーストバンドを採用。

耳掛け部分は、ソフトで伸縮性に優れ、また耳全体を面で覆うので、長時間連続使用しても耳が痛くなりにくい構造。



### 【持ち運び便利】

使用前は、耳掛け部分がマスク本体部に重ねて固定されている新形状のため、従来品のように耳掛け部分が乱れることがなく、持ち運びにも便利です。

### 【やさしい肌触り】

直接肌に接するマスク本体部の素材にも、風合いの優れた材料を採用するなど細部までこだわり、優れた着用感を実現しています。

### ■使用方法



#### 使用方法

- ① 耳掛け部分を左右に引っ張り、ミシン目を切り離します。
- ② SHIPロゴが正しく読める側を外側にして着用します。
- ③ ノーズピース(鼻あて)を鼻の形に合わせて、隙間を少なくします。
- ④ マスクの下部を下へ大きく広げ、プリーツを伸ばしてあごまで覆います。

### 【本件のプレス・リリースに関するお問い合わせ】

シップヘルスケアホールディングス株式会社 経営企画室 上月（こうづき）

メールアドレス： ir-info3360@shiphd.co.jp TEL： 06-6369-0130 FAX： 06-6369-3191

### 【マスク販売に関するお問い合わせ】

シップヘルスケアホールディングス株式会社 メディカルサプライ事業部

メールアドレス： ship\_mask@ghs-inc.co.jp TEL： 06-6733-3156 FAX： 06-6369-0731